

## Product datasheet

# Anti-Vibrio parahaemolyticus K48+K49+K50+K51+K52+K53+K54 antibody ab79296

### 製品の概要

製品名	Anti-Vibrio parahaemolyticus K48+K49+K50+K51+K52+K53+K54 antibody
製品の詳細	Rabbit polyclonal to Vibrio parahaemolyticus K48+K49+K50+K51+K52+K53+K54
特異性	ab79296 is specific for Vibrio parahaemolyticus K48, K49, K50, K51, K52, K53 and K54 antigens
アプリケーション	<b>適用あり:</b> Agglutination
種交差性	Reacts with Vibrio parahaemolyticus Polyvalent KVII
免疫原	Tissue/ cell preparation of Vibrio parahaemolyticus Polyvalent KVII (containing K48, K49, K50, K51, K52, K53 and K54 (heat inactivated)
ポジティブ・コントロール	Antigenic suspension
特記事項	Reagents should be allowed to stand at 15°C - 25°C for at least 30 minutes prior to use.

### 製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C or -80°C. Avoid freeze / thaw cycle.
バッファー	Preservative: 0.08% Sodium Azide Constituents: Whole serum
精製度	Whole antiserum
ポリ/モノ	ポリクローナル
アイソタイプ	IgG

### アプリケーション

Our [Abpromise guarantee](#) covers the use of **ab79296** in the following tested applications.

The application notes include recommended starting dilutions; optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

アプリケーション	Abreviews	特記事項
Agglutination		

## 追加情報

Agg: See attached protocol.

Not yet tested in other applications.

Optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

## ターゲット情報

---

### 関連性

*Vibrio parahaemolyticus*, a member of the *Vibrio* genus, is a curved, rod-shaped, Gram-negative bacterium found in brackish saltwater, which, when ingested, causes gastrointestinal illness in humans. *Vibrio parahaemolyticus* is oxidase positive, facultatively aerobic, does not form spores and is motile, with a single, polar flagellum. Most people become infected with *Vibrio parahaemolyticus* by eating raw or undercooked shellfish, particularly oysters. Less commonly, this organism can cause an infection in the skin when an open wound is exposed to warm seawater.

**Please note:** All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"

## Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

---

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
  
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <http://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

## Terms and conditions

---

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors