

## Product datasheet

# Anti-ARRDC4 antibody ab74265

1 References [画像数 1](#)

### 製品の概要

製品名	Anti-ARRDC4 antibody
製品の詳細	Rabbit polyclonal to ARRDC4
アプリケーション	<b>適用あり:</b> WB, Indirect ELISA, ICC/IF
種交差性	<b>交差種:</b> Human <b>交差が予測される動物種:</b> Mouse, Rat
免疫原	Synthetic peptide derived from an internal region of human ARRDC4.
ポジティブ・コントロール	extracts from COLO cells

### 製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.
バッファー	Preservative: 0.02% Sodium Azide Constituents: 50% Glycerol, PBS, 150mM Sodium chloride, pH 7.4
精製度	Immunogen affinity purified
ポリ/モノ	ポリクローナル
アイソタイプ	IgG

### アプリケーション

Our [Abpromise guarantee](#) covers the use of **ab74265** in the following tested applications.

The application notes include recommended starting dilutions; optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.


アプリケーション	Abreviews	特記事項
WB		1/500 - 1/1000. Detects a band of approximately 47 kDa (predicted molecular weight: 45 kDa).
Indirect ELISA		1/10000.
ICC/IF		Use at an assay dependent concentration. PubMed: 23236378

## ターゲット情報

### 配列類似性

Belongs to the arrestin family.

## 画像



**All lanes :** Anti-ARRDC4 antibody (ab74265)  
at 1/500 dilution

**Lane 1 :** extracts from COLO cells

**Lane 2 :** extracts from COLO cells with  
immunising peptide at 10 µg

Lysates/proteins at 30 µg per lane.

**Predicted band size :** 45 kDa

**Observed band size :** 47 kDa

**Additional bands at :** 28 kDa, 36 kDa. We  
are unsure as to the identity of these extra  
bands.

**Please note:** All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"

## Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <http://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

## Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors