

Product datasheet

Anti-Adenovirus Type 2 antibody ab20538

製品の概要

製品名	Anti-Adenovirus Type 2 antibody
製品の詳細	Goat polyclonal to Adenovirus Type 2
由来種	Goat
アプリケーション	適用あり: ELISA, WB
種交差性	Reacts with Adenovirus Type 2. No reactivity with RSV, Influenza A & B or Para 1-3. Not yet tested in other species.
免疫原	Adenovirus, Type 2.

製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Add glycerol to a final volume of 50% for extra stability and aliquot. Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycle.
バッファー	Preservative: 0.1% Sodium Azide Constituents: PBS
精製度	IgG fraction
ポリ/モノ	ポリクローナル
アイソタイプ	IgG

アプリケーション

Our [Abpromise guarantee](#) covers the use of **ab20538** in the following tested applications.

The application notes include recommended starting dilutions; optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

アプリケーション	Abreviews	特記事項
ELISA		
WB		

追加情報	ELISA: 1/11 000. WB: Use at an assay dependent dilution.
------	---

The Western blot displays a multiple band pattern. This is due to the reactivity not only with the hexon, but also with the other structural proteins associated with the hexon to make up the assembly. Bands at ~28, 29, 32, 35, 45, 50, 63, 65, 74, 82 kD and possibly more could be observed.

Not yet tested in other applications.

Optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

ターゲット情報

関連性 More than 100 serologically distinct types of adenovirus have been identified, including 49 types that infect humans. Several of these cause respiratory and conjunctival diseases. Types 1 and 2 constitute 60 percent of isolates from adenovirus infected children.

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours

- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <http://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors