

Product datasheet

Anti-Bacillus anthracis protective antigen antibody ab13808

2 References [画像数 1](#)

製品の概要

| | |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 製品名 | Anti-Bacillus anthracis protective antigen antibody |
| 製品の詳細 | Rabbit polyclonal to Bacillus anthracis protective antigen |
| 由来種 | Rabbit |
| アプリケーション | 適用あり: WB |
| 種交差性 | Anthrax PA produced by Bacillus anthracis |
| 免疫原 | Synthetic peptide corresponding to amino acids 238-254 of Anthrax PA |

製品の特性

| | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品の状態 | Liquid |
| 保存方法 | Shipped at 4°C. Store at +4°C short term (1-2 weeks). Upon delivery aliquot. Store at -20°C or -80°C. Avoid freeze / thaw cycle. |
| バッファー | Preservative: 0.05% Sodium azide Constituents: PBS, 0.05% BSA |
| 精製度 | Whole antiserum |
| ポリ/モノ | ポリクローナル |
| アイソタイプ | IgG |

アプリケーション

Our [Abpromise guarantee](#) covers the use of **ab13808** in the following tested applications.

The application notes include recommended starting dilutions; optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

| アプリケーション | Abreviews | 特記事項 |
|----------|-----------|-------------------------------------------------|
| WB | | 1/1000. Detects a band of approximately 83 kDa. |

ターゲット情報


関連性 Anthrax toxins are composed of three distinct proteins, a protective antigen (PA), a lethal factor

(LF) and an edema factor (EF). None of these proteins are toxic by themselves and several studies indicate that the anthrax toxin has the familiar A-B enzymatic binding structure, with PA acting as the binding domain and EF and/or LF acting as the active fragments.

細胞内局在

Secreted

画像



Western blot analysis of Anthrax PA in recombinant protein using ab13808 (lane B) at 1:1000 dilution. Lane A shows the pre-bleed.

Western blot - Anti-Bacillus anthracis protective antigen antibody (ab13808)

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <http://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors