

## Product datasheet

# Chicken IgY, polyclonal - Isotype Control (BSA & Azide Free) ab37382

### 製品の概要

製品名	Chicken IgY, polyclonal - Isotype Control (BSA & Azide Free)
アプリケーション	適用あり: Flow Cyt

### 製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid repeated freeze / thaw cycles.
バッファー	pH: 8.20 Constituent: 100% Borate buffered saline
精製度	IgY fraction
ポリ/モノ	ポリクローナル
アイソタイプ	IgY

### アプリケーション

Our [Abpromise guarantee](#) covers the use of **ab37382** in the following tested applications.

The application notes include recommended starting dilutions; optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

アプリケーション	Abreviews	特記事項
Flow Cyt		

### 追加情報

Flow Cyt: Use <math><1\mu\text{g}</math> for

Not yet tested in other applications.

Optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

**Please note:** All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"

**Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support**

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
  
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <http://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

### **Terms and conditions**

---

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors