


Product datasheet

Anti-GADD45A antibody ab112485

製品の概要

製品名	Anti-GADD45A antibody
製品の詳細	Rabbit polyclonal to GADD45A
アプリケーション	適用あり: WB
種交差性	交差種: Rat, Human 交差が予測される動物種: Mouse 
免疫原	Synthetic peptide corresponding to a sequence at the C-terminal of Human GADD45A.

法規制情報

医薬用外毒物

製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C short term (1-2 weeks). Upon delivery aliquot. Store at -20°C long term.
バッファー	Preservatives: 0.025% Thimerosal (merthiolate), 0.025% Sodium azide Constituents: 2.5% BSA, 0.45% Sodium chloride, 0.1% Dibasic monohydrogen sodium phosphate
精製度	Protein A purified
ポリ/モノ	ポリクローナル
アイソタイプ	IgG

アプリケーション

Our [Abpromise guarantee](#) covers the use of **ab112485** in the following tested applications.

The application notes include recommended starting dilutions; optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

アプリ ケーショ ン	Abreviews	特記事項
------------------	-----------	------

WB Use a concentration of 1 µg/ml. Predicted molecular weight: 18 kDa. The detection limit for GADD45A is approximately 6ng/lane under non-reducing and reducing conditions.

ターゲット情報

機能 Binds to proliferating cell nuclear antigen. Might affect PCNA interaction with some CDK (cell division protein kinase) complexes; stimulates DNA excision repair in vitro and inhibits entry of cells into S phase.

配列類似性 Belongs to the GADD45 family.

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <http://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors