

## Product datasheet

# Goat Anti-Mouse IgG+IgM+IgA H&L (HRP polymer) ab2891

### 7 References

#### 製品の概要

製品名	Goat Anti-Mouse IgG+IgM+IgA H&L (HRP polymer)
製品の詳細	Goat polyclonal Secondary Antibody to Mouse IgG+IgM+IgA (HRP polymer) (prediluted)
由来種	Goat
ターゲット生物種	Mouse
特異性	This antibody reacts with heavy and light chains on rabbit IgG and mouse IgG/IgM (reacts with all IgG subtypes).
アプリケーション	<b>適用あり:</b> IHC-P, IHC-Fr
標識	HRP polymer

#### 製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C.
バッファー	PBS pH7.3 with protein carrier and preservative
特記事項 (標識)	HRP conjugated to a polymer backbone, which is collectively conjugated to the antibody. The effect is multiple HRP molecules linked to one single antibody.
ポリ/モノ	ポリクローナル
アイソタイプ	IgG
特記事項	This new and innovative HRP-polymerization technology provides a significant increase in staining sensitivity when compared to other conventional HRP-conjugated secondary antibodies. Avidin-biotin blocking procedures are not necessary when using this product. The overall staining procedure uses one less reagent (streptavidin peroxidase) and rinsing step, eliminates avidin-biotin blocking procedures and may reduce overall staining time.

#### アプリケーション

Our [Abpromise guarantee](#) covers the use of **ab2891** in the following tested applications.

The application notes include recommended starting dilutions; optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

アプリケーション	Abreviews	特記事項
IHC-P		Use at an assay dependent dilution.
IHC-Fr		Use at an assay dependent dilution. This product is provided in a pre-diluted, ready-to-use format. Apply for 20 - 30 minutes.

**Please note:** All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"

### Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <http://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

### Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors