

## Product datasheet

# Rabbit Anti-Goat IgG H&L (1.4nm Gold (ultra-small)) ab30816

### 1 References

#### 製品の概要

---

製品名	Rabbit Anti-Goat IgG H&L (1.4nm Gold (ultra-small))
由来種	Rabbit
ターゲット生物種	Goat
アプリケーション	<b>適用あり:</b> ICC, WB, Electron Microscopy
免疫原	Goat IgG whole molecule.
標識	Gold 1.4nm (ultra-small)

#### 製品の特性

---

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C.
バッファー	Preservative: 0.05% Sodium Azide Constituents: 0.1% BSA, 150mM Sodium chloride, pH 7.4
精製度	IgG fraction
特記事項(精製)	Chromatographically purified through gel filtration columns.
ポリ/モノ	ポリクローナル
アイソタイプ	IgG
特記事項	

This product is a newly developed ultra small gold immunoprobe. It is stable to wide ranges of pH and ionic strength. It is not radioactive or carcinogenic. Normal methodologies may be used successfully with this product. The concentration of antibody and gold is similar to other commercial preparations of colloidal gold antibodies. Therefore similar dilutions and blocking agents are appropriate.

#### アプリケーション

---

Our [Abpromise guarantee](#) covers the use of **ab30816** in the following tested applications.

The application notes include recommended starting dilutions; optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

アプリケーション	Abreviews	特記事項
ICC		Use at an assay dependent concentration.
WB		Use at an assay dependent concentration.
Electron Microscopy		Use at an assay dependent concentration.

**Please note:** All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"

### Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <http://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

### Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors