

Product datasheet

Anti-Vibrio parahaemolyticus K48+K49+K50+K51+K52+K53+K54 antibody ab79296

製品の概要

製品名	Anti-Vibrio parahaemolyticus K48+K49+K50+K51+K52+K53+K54 antibody
製品の詳細	Rabbit polyclonal to Vibrio parahaemolyticus K48+K49+K50+K51+K52+K53+K54
由来種	Rabbit
特異性	ab79296 is specific for Vibrio parahaemolyticus K48, K49, K50, K51, K52, K53 and K54 antigens
アプリケーション	適用あり: Agglutination
種交差性	Reacts with Vibrio parahaemolyticus Polyvalent KVII
免疫原	Tissue/ cell preparation of Vibrio parahaemolyticus Polyvalent KVII (containing K48, K49, K50, K51, K52, K53 and K54 (heat inactivated)
ポジティブ・コントロール	Antigenic suspension
特記事項	Reagents should be allowed to stand at 15°C - 25°C for at least 30 minutes prior to use.

製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C or -80°C. Avoid freeze / thaw cycle.
バッファー	Preservative: 0.08% Sodium Azide Constituents: Whole serum
精製度	Whole antiserum
ポリ/モノ	ポリクローナル
アイソタイプ	IgG

アプリケーション

Our [Abpromise guarantee](#) covers the use of **ab79296** in the following tested applications.

The application notes include recommended starting dilutions; optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

アプリケーション	Abreviews	特記事項
Agglutination		Use at an assay dependent concentration. See attached protocol.

ターゲット情報

関連性	Vibrio parahaemolyticus, a member of the Vibrio genus, is a curved, rod-shaped, Gram-negative bacterium found in brackish saltwater, which, when ingested, causes gastrointestinal illness in humans. Vibrio parahaemolyticus is oxidase positive, facultatively aerobic, does not form spores and is motile, with a single, polar flagellum. Most people become infected with Vibrio parahaemolyticus by eating raw or undercooked shellfish, particularly oysters. Less commonly, this organism can cause an infection in the skin when an open wound is exposed to warm seawater.
------------	--

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors