

Product datasheet

Anti-ZNF232 antibody ab110814

画像数 1

製品の概要

製品名	Anti-ZNF232 antibody
製品の詳細	Rabbit polyclonal to ZNF232
由来種	Rabbit
アプリケーション	適用あり: IHC-P
種交差性	交差種: Human
免疫原	Synthetic peptide derived from internal sequence of Human ZNF232.
ポジティブ・コントロール	Human breast carcinoma tissue

製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at -20°C. Stable for 12 months at -20°C.
バッファー	pH: 7.40 Preservative: 0.02% Sodium azide Constituents: PBS, 0.88% Sodium chloride, 50% Glycerol
精製度	Immunogen affinity purified
ポリ/モノ	ポリクローナル
アイソタイプ	IgG

アプリケーション

Our [Abpromise guarantee](#) covers the use of **ab110814** in the following tested applications.


The application notes include recommended starting dilutions; optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

アプリケーション	Abreviews	特記事項
IHC-P		1/50 - 1/100. Perform heat mediated antigen retrieval with citrate buffer pH 6 before commencing with IHC staining protocol.

ターゲット情報

機能	May be involved in transcriptional regulation.
組織特異性	Ubiquitous. Higher expression seen in the liver, testis and ovary.
配列類似性	Belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family. Contains 5 C2H2-type zinc fingers. Contains 1 SCAN box domain.
細胞内局在	Nucleus.

画像



ab110814, at 1/50 dilution, staining ZNF232 in paraffin-embedded Human breast carcinoma tissue by Immunohistochemistry, in the presence (right panel) or absence (left panel) of immunising peptide.

Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) - ZNF232 antibody (ab110814)

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <http://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors