

## Product datasheet

# Anti-IDH3A antibody [2E9] ab118035

画像数 2

### 製品の概要

製品名	Anti-IDH3A antibody [2E9]
製品の詳細	Mouse monoclonal [2E9] to IDH3A
アプリケーション	<b>適用あり:</b> Flow Cyt, ICC/IF
種交差性	<b>交差種:</b> Human
免疫原	Full length human recombinant protein of Human IDH3A produced in HEK293T cells (NP_005521).
ポジティブ・コントロール	COS7 cells transiently transfected by pCMV6-ENTRY IDH3A, HEK293T cells transfected with pCMV6-ENTRY IDH3A

### 製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.
バッファー	pH: 7.30 Preservative: 0.02% Sodium azide Constituents: 48% PBS, 1% BSA, 50% Glycerol
精製度	Protein G purified
特記事項 (精製)	ab118035 was purified from mouse ascites fluids by affinity chromatography.
ポリモノ	モノクローナル
クローン名	2E9
アイソタイプ	IgG1

### アプリケーション

Our [Abpromise guarantee](#) covers the use of **ab118035** in the following tested applications.

The application notes include recommended starting dilutions; optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.


アプリケーション	Abreviews	特記事項
Flow Cyt		1/100. <a href="#">ab170190</a> -Mouse monoclonal IgG1, is suitable for use as an isotype control with this antibody.

アプリケーション	Abreviews	特記事項
ICC/IF		1/100.


## ターゲット情報

配列類似性	Belongs to the isocitrate and isopropylmalate dehydrogenases family.
細胞内局在	Mitochondrion.

## 画像



ab118035 at 1/100 immunofluorescent staining of COS7 cells transiently transfected by pCMV6-ENTRY IDH3A.



HEK293T cells transfected with either pCMV6-ENTRY IDH3A (Red) or empty vector control plasmid (Blue) were immunostained with 1/100 ab118035, and then analyzed by flow cytometry.

**Please note:** All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"

## Our Promise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <http://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

## **Terms and conditions**

---

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors