

Product datasheet

Anti-RING finger protein 175 antibody ab118095

画像数 1

製品の概要

製品名	Anti-RING finger protein 175 antibody
製品の詳細	Mouse monoclonal to RING finger protein 175
アプリケーション	適用あり: ELISA, Sandwich ELISA
種交差性	交差種: Recombinant fragment 交差が予測される動物種: Human
免疫原	Recombinant fragment, corresponding to amino acids 211-302 of Human RING finger protein 175 (NP_775933) with proprietary tag. Run BLAST with ExPASy Run BLAST with NCBI
ポジティブ・コントロール	Recombinant protein

製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid repeated freeze / thaw cycles.
バッファー	pH: 7.20 Constituent: 99% PBS
精製度	Protein A purified
ポリ/モノ	モノクローナル
アイソタイプ	IgG2b
軽鎖の種類	kappa

アプリケーション

Our [Abpromise guarantee](#) covers the use of **ab118095** in the following tested applications.

The application notes include recommended starting dilutions; optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

アプリケーション	Abreviews	特記事項
ELISA		Use at an assay dependent dilution.

アプリケーション

Sandwich ELISA

Abreviews

特記事項

Use a concentration of 10 µg/ml.

ターゲット情報


配列類似性

Contains 1 RING-type zinc finger.

細胞内局在

Membrane.

画像



Detection limit for recombinant GST tagged RING finger protein 175 is 0.3 ng/ml as a capture antibody. Antibody conc 10 µg/ml.

Sandwich ELISA - Anti-RING finger protein 175 antibody (ab118095)

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <http://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors