

Product datasheet

Anti-HSV tag antibody (FITC) ab19397

1 References [画像数 1](#)

製品の概要

製品名	Anti-HSV tag antibody (FITC)
製品の詳細	Goat polyclonal to HSV tag (FITC)
由来種	Goat
標識	FITC. Ex: 493nm, Em: 528nm
アプリケーション	適用あり: ICC/IF
免疫原	Synthetic peptide: SQPELAPEDPED (HSV) conjugated to KLH.

 [Run BLAST with](#)

 [Run BLAST with](#)

特記事項 F/P ratio is 3 to 7.

製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C.
バッファー	Preservative: 0.1% Sodium Azide Constituents: 0.2% BSA, PBS, pH 7.2
精製度	Immunogen affinity purified
特記事項 (精製)	Antibody was isolated by affinity chromatography using the peptide immobilized on solid support and conjugated to fluorescein isothiocyanate (FITC). Antibody concentration was determined by extinction coefficient prior to conjugation: absorbance at 280 nm of 1.4 equals 1.0 mg of IgG.
ポリモノ	ポリクローナル
アイソタイプ	IgG

アプリケーション

Our [Abpromise guarantee](#) covers the use of **ab19397** in the following tested applications.


The application notes include recommended starting dilutions; optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

ターゲット情報

関連性

HSV is a peptide epitope tag, sequence QPELAPEDPED.

画像



HEK cells expressing ECE-1a-d-HSV were incubated with ab19397 for 1 hour at 4°C, washed, and incubated for 30 minutes at 37°C. After warming, ECE-1a-d trafficked from the plasma membrane (arrowheads) to endosomes (arrows).

Immunocytochemistry/ Immunofluorescence - Anti-HSV tag antibody (FITC) (ab19397)

Image from Padilla BE et al, J Cell Biol. 2007 Dec 3;179(5):981-97. Epub 2007 Nov 26, Fig 7. DOI 10.1083/jcb.200704053.

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <http://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors