

## Product datasheet

# Anti-LAMP1 antibody [H4A3] (Phycoerythrin) ab25367

### 画像数 1

#### 製品の概要

製品名	Anti-LAMP1 antibody [H4A3] (Phycoerythrin)
製品の詳細	Mouse monoclonal [H4A3] to LAMP1 (Phycoerythrin)
標識	Phycoerythrin. Ex: 488nm, Em: 575nm
アプリケーション	<b>適用あり:</b> Flow Cyt, IHC-Fr
種交差性	<b>交差種:</b> Human
免疫原	The details of the immunogen for this antibody are not available.

#### 製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C.
バッファー	Preservative: 0.09% Sodium Azide Constituents: 16% Sucrose, PBS; stabilizing agent
精製度	IgG fraction
ポリ/モノ	モノクローナル
クローン名	H4A3
アイソタイプ	IgG1

#### アプリケーション

Our [Abpromise guarantee](#) covers the use of **ab25367** in the following tested applications.


The application notes include recommended starting dilutions; optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

アプリケーション	Abreviews	特記事項
Flow Cyt		Use 10µl for 10 <sup>6</sup> cells. <a href="#">ab91357</a> -Mouse monoclonal IgG1, is suitable for use as an isotype control with this antibody.
IHC-Fr		Use at an assay dependent concentration.

## ターゲット情報

機能	Presents carbohydrate ligands to selectins. Also implicated in tumor cell metastasis.
配列類似性	Belongs to the LAMP family.
翻訳後修飾	O- and N-glycosylated; some of the 18 N-linked glycans are polylactosaminoglycans.
細胞内局在	Cell membrane. Endosome membrane. Lysosome membrane. This protein shuttles between lysosomes, endosomes, and the plasma membrane.

## 画像



Flow cytometry analysis staining LAMP1 in Jurkat cells using ab25367 at a dilution of 10  $\mu$ L/ $10^6$  cells. Mouse anti-human CD107a-PE was used as an isotype control.

**Please note:** All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"

## Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <http://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

## Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors