

Product datasheet

Anti-Carbamazepine antibody ab30435

製品の概要

製品名	Anti-Carbamazepine antibody
製品の詳細	Sheep polyclonal to Carbamazepine
由来種	Sheep
アプリケーション	適用あり: ELISA
免疫原	Carbamazepine coupled to BTG through a spacer attached to a 5 carboxamide group.

製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Add glycerol to a final volume of 50% for extra stability and aliquot. Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycle.
バッファー	Preservative: None Constituents: Whole serum
精製度	Whole antiserum
ポリ/モノ	ポリクローナル
アイソタイプ	IgG

アプリケーション

Our [Abpromise guarantee](#) covers the use of **ab30435** in the following tested applications.

The application notes include recommended starting dilutions; optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

アプリケーション	Abreviews	特記事項
ELISA		1/200.

ターゲット情報

関連性	Carbamazepine is a drug sometimes used as an alternative to Lithium in stopping the symptoms of manic depression and is particularly effective in people with rapid swings between mania and depression. It is also an anticonvulsant and mood stabilizing drug, used primarily in
-----	--

the treatment of epilepsy and bipolar disorder; and to treat schizophrenia and trigeminal neuralgia.

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours

- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <http://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors