

## Product datasheet

# Rabbit Anti-Guinea pig IgG+IgM+IgA H&L (FITC) ab8523

### 製品の概要

製品名	Rabbit Anti-Guinea pig IgG+IgM+IgA H&L (FITC)
由来種	Rabbit
ターゲット生物種	Guinea pig
特異性	Antibodies were raised in rabbit to Guinea Pig IgG, IgM and IgA
アプリケーション	<b>適用あり:</b> ICC/IF
標識	FITC. Ex: 493nm, Em: 528nm

### 製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C.
バッファー	50% glycerol, 0.1 M NaCl, 0.01 M sodium phosphate at pH 7.5.
精製度	Immunogen affinity purified
特記事項(精製)	Specific antibodies were absorbed by incubation with Sepharose-bound Guinea Pig immunoglobulins. Specific antibodies were eluted by acidic buffer at pH 2.5 followed by neutralisation and dialysis. After repeated binding with immobilized Guinea Pig immunoglobulins a minimum of 65% protein bound.
特記事項(標識)	The purified polyclonal was conjugated to fluorescein isothiocyanate isomer I followed by gel-filtration and ion-exchange chromatography to clear unbound conjugate.
ポリ/モノ	ポリクローナル
特記事項	F/P ratio is 3-5 mol Fluorescein per 1 mol of rabbit Ig. There is low background fluorescence of normal tissue in contrast to specific staining of sections treated with Guinea Pig anti-human fibronectin antibodies

### アプリケーション

Our [Abpromise guarantee](#) covers the use of **ab8523** in the following tested applications.

The application notes include recommended starting dilutions; optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

アプリケーション	Abreviews	特記事項
ICC/IF		

**Please note:** All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"

### **Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support**

---

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
  
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <http://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

### **Terms and conditions**

---

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors