

Dlx1 overexpression 293T lysate (whole cell) ab94117

画像数 2

医薬用外劇物

製品の概要

製品名	Dlx1 overexpression 293T lysate (whole cell)
特記事項	ab94117 is a 293T cell transfected lysate in which Human Dlx1 has been transiently over-expressed using a pCMV-Dlx1 plasmid. The lysate is provided in 1X Sample Buffer.
アプリケーション	適用あり: WB

製品の特性


Mycoplasma free	Yes
製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped on dry ice. Upon delivery aliquot and store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.
バッファー	Constituents: 10% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.788% Tris HCl, 2% Sodium lauryl sulfate, 2.3% Beta mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue
背景	Function: Likely to play a regulatory role in the development of the ventral forebrain. May play a role in craniofacial patterning and morphogenesis and may be involved in the early development of diencephalic subdivisions. Similarity: Belongs to the distal-less homeobox family. Contains 1 homeobox DNA-binding domain.

アプリケーション

The Abpromise guarantee Abpromise保証は、 次のテスト済みアプリケーションにおけるab94117の使用に適用されます
アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

アプリケーション	Abreviews	特記事項
WB		Use at an assay dependent dilution.

画像




Western blot - Dlx1 overexpression 293T lysate
(whole cell) (ab94117)

All lanes : Dlx1 overexpression 293T lysate (whole cell) (ab94117)
at 15 μ l

Lane 1 : Dlx1 transfected lysate

Lane 2 : Non-transfected lysate

Observed band size: 28 kDa



SDS-PAGE - Dlx1 overexpression 293T lysate
(whole cell) (ab94117)

ab94117 at 15 μ L/lane on an SDS-PAGE gel

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors