


Anti-GRIK2 + GRIK3 antibody ab15307

★★★★☆ [2 Abreviews](#) [2 References](#) [画像数 2](#)

製品の概要

製品名	Anti-GRIK2 + GRIK3 antibody
製品の詳細	Rabbit polyclonal to GRIK2 + GRIK3
由来種	Rabbit
アプリケーション	適用あり: IHC-P
種交差性	交差種: Human 交差が予測される動物種: Mouse, Rat, Chicken, Monkey 
免疫原	Synthetic peptide within Human GRIK2 + GRIK3 aa 850 to the C-terminus (C terminal). The exact sequence is proprietary. Database link: Q13002 (Peptide available as ab73997)

特記事項

This product is FOR RESEARCH USE ONLY. For commercial use, please contact partnerships@abcam.com.

The Life Science industry has been in the grips of a reproducibility crisis for a number of years. Abcam is leading the way in addressing this with our range of recombinant monoclonal antibodies and knockout edited cell lines for gold-standard validation. Please check that this product meets your needs before purchasing.

If you have any questions, special requirements or concerns, please send us an inquiry and/or contact our Support team ahead of purchase. Recommended alternatives for this product can be found below, along with publications, customer reviews and Q&As

製品の特性


製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.
バッファー	pH: 7.60 Preservative: 0.1% Sodium azide Constituents: PBS, 1% BSA
精製度	Immunogen affinity purified
ポリ/モノ	ポリクローナル
アイソタイプ	IgG

アプリケーション

The Abpromise guarantee **Abpromise保証は、** 次のテスト済みアプリケーションにおけるab15307の使用に適用されます
アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。


アプリケーション	Abreviews	特記事項
IHC-P	★★★★★ (1)	1/100. Perform heat mediated antigen retrieval before commencing with IHC staining protocol.

画像



Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) - Anti-GRIK2 + GRIK3 antibody (ab15307)

ab15307 staining GRIK2/3 in human brain by Immunohistochemistry (FFPE-sections).



Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) - Anti-GRIK2 + GRIK3 antibody (ab15307)

This image is courtesy of an anonymous Abreview

ab15307 at 1/200 staining rat brain (PAG) tissue sections by IHC (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections). A heat mediated antigen retrieval step was performed and the tissue was then incubated with the antibody for 24 hours. A biotinylated goat polyclonal antibody was used as the secondary.

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery

- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors