

### PE Anti-CD200 / OX2 antibody [OX-104], prediluted ab183463

画像数 3

#### 製品の概要

---

製品名	PE Anti-CD200 / OX2 antibody [OX-104], prediluted
製品の詳細	PE Mouse monoclonal [OX-104] to CD200 / OX2, prediluted
由来種	Mouse
標識	PE. Ex: 488nm, Em: 575nm
アプリケーション	<b>適用あり:</b> Flow Cyt
種交差性	<b>交差種:</b> Human
免疫原	Recombinant fragment corresponding to Human CD200/ OX2. Database link: <a href="#">P41217</a>
ポジティブ・コントロール	Flow Cyt: Human blood cells.
特記事項	<p>The Life Science industry has been in the grips of a reproducibility crisis for a number of years. Abcam is leading the way in addressing this with our range of recombinant monoclonal antibodies and knockout edited cell lines for gold-standard validation. Please check that this product meets your needs before purchasing.</p> <p>If you have any questions, special requirements or concerns, please send us an inquiry and/or contact our Support team ahead of purchase. Recommended alternatives for this product can be found below, along with publications, customer reviews and Q&amp;As</p>

#### 製品の特性

---

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C. Store In the Dark.
バッファー	pH: 7.4 Preservative: 0.097% Sodium azide Constituents: 0.2% BSA, 99% PBS
精製度	Size exclusion
特記事項(精製)	Purified antibody is conjugated with R-Phycoerythrin (PE) under optimum conditions. The conjugate is purified by size-exclusion chromatography and adjusted for direct use. No reconstitution is necessary.
ポリ/モノ	モノクローナル
クローン名	OX-104

アプリケーション


The Abpromise guarantee **Abpromise保証は、次のテスト済みアプリケーションにおけるab183463の使用に適用されず**  
 アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

アプリケーション	Abreviews	特記事項
Flow Cyt		Use at an assay dependent concentration. 10 µl reagent / 100 µl of whole blood or 10 <sup>6</sup> cells in a suspension.

ターゲット情報


機能	Costimulates T-cell proliferation. May regulate myeloid cell activity in a variety of tissues.
配列類似性	Contains 1 Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domain. Contains 1 Ig-like V-type (immunoglobulin-like) domain.
細胞内局在	Cell membrane.

画像




Flow cytometry analysis of human peripheral blood labeling CD200/OX2 using ab183463 at 10 µL/100ul peripheral whole blood. CD3 is labeled with an Anti-Human CD3-APC conjugate at 10 µL/100 µL peripheral whole blood. Surface staining.

Flow Cytometry - PE Anti-CD200 / OX2 antibody  
 [OX-104], prediluted (ab183463)



Flow cytometry analysis of human peripheral blood labeling CD200/OX2 using ab183463 at 10  $\mu$ L/100ul peripheral whole blood. CD19 is labeled with an Anti-human CD19-APC conjugate at 10  $\mu$ L/100ul peripheral whole blood. Surface staining.

Flow Cytometry - PE Anti-CD200 / OX2 antibody  
[OX-104], prediluted (ab183463)



Flow cytometry analysis of human peripheral blood labeling CD200/OX2 using ab183463 at 10  $\mu$ L/100ul peripheral whole blood. Surface staining.

Flow Cytometry - PE Anti-CD200 / OX2 antibody  
[OX-104], prediluted (ab183463)

**Please note:** All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

**Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support**

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours

- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

### **Terms and conditions**

---

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors