


### Anti-PTN antibody ab111725

画像数 1

#### 製品の概要

製品名	Anti-PTN antibody
製品の詳細	Rabbit polyclonal to PTN
由来種	Rabbit
アプリケーション	<b>適用あり:</b> IHC-P
種交差性	<b>交差種:</b> Human <b>交差が予測される動物種:</b> Mouse, Rat, Cow, Pig 
免疫原	Synthetic peptide. This information is proprietary to Abcam and/or its suppliers.
ポジティブ・コントロール	This antibody gave a positive signal in human hippocampus formalin fixed paraffin embedded tissue section.
特記事項	<p>The Life Science industry has been in the grips of a reproducibility crisis for a number of years. Abcam is leading the way in addressing this with our range of recombinant monoclonal antibodies and knockout edited cell lines for gold-standard validation. Please check that this product meets your needs before purchasing.</p> <p>If you have any questions, special requirements or concerns, please send us an inquiry and/or contact our Support team ahead of purchase. Recommended alternatives for this product can be found below, along with publications, customer reviews and Q&amp;As</p>

#### 製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C short term (1-2 weeks). Upon delivery aliquot. Store at -20°C or -80°C. Avoid freeze / thaw cycle.
バッファー	Preservative: 0.02% Sodium azide Constituent: PBS  Batches of this product that have a concentration < 1mg/ml may have BSA added as a stabilising agent. If you would like information about the formulation of a specific lot, please contact our scientific support team who will be happy to help.
精製度	Immunogen affinity purified
ポリ/モノ	ポリクローナル
アイソタイプ	IgG

## アプリケーション


**The Abpromise guarantee** **Abpromise保証は、次のテスト済みアプリケーションにおけるab111725の使用に適用されます**  
アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

アプリケーション	Abreviews	特記事項
IHC-P		Use a concentration of 5 µg/ml. Perform heat mediated antigen retrieval with citrate buffer pH 6 before commencing with IHC staining protocol.

## ターゲット情報

機能	Heparin binding mitogenic protein. Has neurite extension activity.
組織特異性	Osteoblast and brain.
配列類似性	Belongs to the pleiotrophin family.
細胞内局在	Secreted.

## 画像



IHC image of PTN staining in human hippocampus formalin fixed paraffin embedded tissue section, performed on a Leica Bond™ system using the standard protocol F. The section was pre-treated using heat mediated antigen retrieval with sodium citrate buffer (pH6, epitope retrieval solution 1) for 20 mins. The section was then incubated with ab111725, 5µg/ml, for 15 mins at room temperature and detected using an HRP conjugated compact polymer system. DAB was used as the chromogen. The section was then counterstained with haematoxylin and mounted with DPX.

Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) - Anti-PTN antibody (ab111725)

**Please note:** All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

## Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours

- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

### **Terms and conditions**

---

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors