

### Anti-SLP76 antibody ab17029

★★★★★ [1 Abreviews](#) [1 References](#) [画像数 1](#)

#### 製品の概要

製品名	Anti-SLP76 antibody
製品の詳細	Goat polyclonal to SLP76
由来種	Goat
アプリケーション	<b>適用あり:</b> WB
種交差性	<b>交差種:</b> Human
免疫原	Synthetic peptide: ALRNVPFRSEV , corresponding to amino acids 2-12 of Human SLP76. <a href="#">Run BLAST with</a> <a href="#">Run BLAST with</a>
ポジティブ・コントロール	Recombinant Human SLP76 protein ( <a href="#">ab114697</a> ) can be used as a positive control in WB.
特記事項	<p>The Life Science industry has been in the grips of a reproducibility crisis for a number of years. Abcam is leading the way in addressing this with our range of recombinant monoclonal antibodies and knockout edited cell lines for gold-standard validation. Please check that this product meets your needs before purchasing.</p> <p>If you have any questions, special requirements or concerns, please send us an inquiry and/or contact our Support team ahead of purchase. Recommended alternatives for this product can be found below, along with publications, customer reviews and Q&amp;As</p>

#### 製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid repeated freeze / thaw cycles.
バッファー	pH: 7.30 Preservative: 0.02% Sodium azide Constituents: Tris buffered saline, 0.5% BSA
精製度	Immunogen affinity purified
ポリ/モノ	ポリクローナル
アイソタイプ	IgG

## アプリケーション


**The Abpromise guarantee** Abpromise保証は、次のテスト済みアプリケーションにおけるab17029の使用に適用されます  
アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

アプリケーション	Abreviews	特記事項
WB	★★★★☆ (1)	Use a concentration of 0.5 - 2 µg/ml. Detects a band of approximately 75 kDa (predicted molecular weight: 61 kDa). 1 hour primary incubation is recommended for this product.

## ターゲット情報

機能	Involved in T-cell antigen receptor mediated signaling.
組織特異性	Highly expressed in spleen, thymus and peripheral blood leukocytes. Highly expressed also in T-cell and monocytic cell lines, expressed at lower level in B-cell lines. Not detected in fibroblast or neuroblastoma cell lines.
配列類似性	Contains 1 SAM (sterile alpha motif) domain. Contains 1 SH2 domain.
ドメイン	The SH2 domain mediates interaction with SHB.
翻訳後修飾	Phosphorylated after T-cell receptor activation by ZAP-70.
細胞内局在	Cytoplasm.

## 画像



Anti-SLP76 antibody (ab17029) at 0.3 µg/ml + Jurkat lysate (protein in RIPA buffer) at 35 µg

**Predicted band size:** 61 kDa

**Observed band size:** 80 kDa

Primary incubation was 1 hour. Detected by chemiluminescence.

**Please note:** All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

## Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet

- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

### **Terms and conditions**

---

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors