

Recombinant Human Sm-E protein ab104036

画像数 1

製品の詳細

製品名	Recombinant Human Sm-E protein
精製度	> 95 % SDS-PAGE. Purified by using anion-exchange chromatography (DEAE sepharose resin) and gel-filtration chromatography (Sephacryl S-200) with 20mM Tris pH 7.5, 2mM EDTA.
発現系	Escherichia coli
アクセッション番号	<u>P62304</u>
タンパク質長	Full length protein
Animal free	No
由来	Recombinant
生物種	Human
配列	MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAYRGQGQKV QKVMVQPINL IFRYLQNRSR IQVWLYEQVN MRIEGCIIGF DEYMNVLVDD AEEIHSKTKS RKQLGRIMLK GDNITLLQSV SN
予測される分子量	13 kDa including tags
領域	1 to 92
タグ	His tag N-Terminus

特性

Our **Abpromise guarantee** covers the use of **ab104036** in the following tested applications.

The application notes include recommended starting dilutions; optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

アプリケーション	SDS-PAGE Mass Spectrometry
質量分析	MALDI-TOF
製品の状態	Liquid
備考	Previously labelled as SNRPE.

前処理および保存

保存方法および安定性

Shipped at 4°C. Store at +4°C short term (1-2 weeks). Upon delivery aliquot. Store at -20°C or -80°C. Avoid freeze / thaw cycle.

pH: 8.00

Constituents: 0.077% DTT, 0.316% Tris HCl, 0.0292% EDTA, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 1.16% Sodium chloride

関連情報

機能

Appears to function in the U7 snRNP complex that is involved in histone 3'-end processing. Associated with snRNP U1, U2, U4/U6 and U5.


配列類似性

Belongs to the snRNP Sm proteins family.

細胞内局在

Nucleus.

画像



15% SDS-PAGE analysis of ab104036 (3 µg).

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors