

Goat Anti-Chicken IgY H&L ab6872

3 References

製品の概要

製品名	Goat Anti-Chicken IgY H&L
由来種	Goat
ターゲット生物種	Chicken
アプリケーション	適用あり: WB, ELISA, ICC/IF, IP, Immunodiffusion, Conjugation, IHC-P, IHC-Fr
免疫原	Chicken IgY whole molecule

製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C short term (1-2 weeks). Upon delivery aliquot. Store at -20°C or -80°C. Avoid freeze / thaw cycle.
バッファー	Preservative: 0.01% Sodium azide Constituents: 0.88% Sodium chloride, 0.42% Potassium phosphate
精製度	Affinity purified
特記事項 (標識)	prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Chicken IgG coupled to agarose beads
ポリ/モノ	ポリクローナル

アプリケーション

The Abpromise guarantee Abpromise保証は、次のテスト済みアプリケーションにおけるab6872の使用に適用されます
アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

アプリケーション	Abreviews	特記事項
WB		
ELISA		
ICC/IF		

アプリケーション	Abreviews	特記事項
IP		
Immunodiffusion		
Conjugation		
IHC-P		
IHC-Fr		

追加情報

suitable for immunoprecipitation, immunodiffusion, conjugation and most immunological methods requiring lot-to-lot consistency, high titer and specificity

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors