

Goat F(ab')₂ Anti-Mouse IgG (Fab')₂ (Biotin) ab98657

2 References

製品の概要

製品名	Goat F(ab') ₂ Anti-Mouse IgG (Fab') ₂ (Biotin)
由来種	Goat
ターゲット生物種	Mouse
アプリケーション	適用あり: WB, ELISA, ICC/IF, IHC-P
標識	Biotin

製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C short term (1-2 weeks). Upon delivery aliquot. Store at -20°C or -80°C. Avoid freeze / thaw cycle.
バッファー	pH: 6.8 Preservative: 0.09% Sodium azide Constituents: PBS, 0.2% BSA
精製度	Immunogen affinity purified
特記事項 (精製)	This antibody was isolated by affinity chromatography using antigen coupled to agarose beads. F(ab') ₂ fragment were generated using a pepsin digestion. Fc fragments and whole IgG molecules have been removed. Fragments were conjugated to Biotin.
ポリ/モノ	ポリクローナル
アイソタイプ	IgG

アプリケーション

The Abpromise guarantee **Abpromise保証は、** 次のテスト済みアプリケーションにおけるab98657の使用に適用されます
アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

アプリケーション	Abreviews	特記事項
WB		1/10000 - 1/200000. by chemiluminescent detection
ELISA		1/10000 - 1/200000. as primary

アプリケーション	Abreviews	特記事項
ICC/IF		1/100 - 1/500.
IHC-P		1/250 - 1/2500.

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors