

### Goat F(ab')<sub>2</sub> Anti-Mouse IgG H&L (PE) ab98643

#### 製品の概要

製品名	Goat F(ab') <sub>2</sub> Anti-Mouse IgG H&L (PE)
由来種	Goat
ターゲット生物種	Mouse
アプリケーション	適用あり: Flow Cyt
標識	PE. Ex: 488nm, Em: 575nm

#### 製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C.
バッファー	pH: 6.8 Preservative: 0.09% Sodium azide Constituents: PBS, 0.2% BSA
精製度	Immunogen affinity purified
特記事項 (精製)	This antibody was isolated by affinity chromatography using antigen coupled to agarose beads. F(ab') <sub>2</sub> fragment were generated using a pepsin digestion. Fc fragments and whole IgG molecules have been removed. Fragments were conjugated to Phycoerythrin.
ポリモノ	ポリクローナル
アイソタイプ	IgG

#### アプリケーション

The Abpromise guarantee **Abpromise保証は、次のテスト済みアプリケーションにおけるab98643の使用に適用されず**  
アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

アプリケーション	Abreviews	特記事項
Flow Cyt		1/50 - 1/200.

## **Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support**

---

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
  
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

## **Terms and conditions**

---

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors