

Goat Anti-Llama IgG H&L (FITC) ab112785

製品の概要

製品名	Goat Anti-Llama IgG H&L (FITC)
由来種	Goat
ターゲット生物種	Llama
特異性	By immunoelectrophoresis and ELISA ab112785 reacts specifically with llama IgG and with light chains common to other llama immunoglobulins. No antibody was detected against non-immunoglobulin serum proteins. ab112785 may cross react with IgG from other species.
アプリケーション	適用あり: ICC/IF, IHC-P
標識	FITC. Ex: 493nm, Em: 528nm

製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C.
バッファー	pH: 6.8 Preservative: 0.09% Sodium azide Constituents: 98% PBS, 0.2% BSA
精製度	Immunogen affinity purified
特記事項 (精製)	The antibody was isolated by affinity chromatography using antigen coupled to agarose beads and conjugated to fluorescein isothiocyanate (FITC).
ポリ/モノ	ポリクローナル
アイソタイプ	IgG

アプリケーション

The Abpromise guarantee **Abpromise保証は、** 次のテスト済みアプリケーションにおけるab112785の使用に適用されます
アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

アプリケーション	Abreviews	特記事項
ICC/IF		1/200 - 1/2000.

アプリケーション	Abreviews	特記事項
IHC-P		1/200 - 1/2000.

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors