

Goat Anti-Llama IgG (PE) ab72485

製品の概要

製品名	Goat Anti-Llama IgG (PE)
由来種	Goat
ターゲット生物種	Llama
アプリケーション	適用あり: Flow Cyt
免疫原	Llama IgG
標識	PE. Ex: 488nm, Em: 575nm

製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C.
バッファー	pH: 7.40 Preservative: 0.013% Sodium azide Constituents: 0.1% BSA, 0.87% Sodium chloride, 1.64% Sodium phosphate, 1.71% Sucrose
精製度	Size exclusion
特記事項 (精製)	Purified using size exclusion chromatography as well as some proprietary methods for purifying the final materials.
特記事項 (標識)	Excitation max. λ 565>498 nm. Emission max. λ 578 nm. F/P 1.3:1.
ポリ/モノ	ポリクローナル
アイソタイプ	IgG

アプリケーション

The Abpromise guarantee **Abpromise保証は、次のテスト済みアプリケーションにおけるab72485の使用に適用されます**
アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

アプリケーション	Abreviews	特記事項
Flow Cyt		Use at an assay dependent dilution.

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours

- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors