

# Goat Anti-Rat IgM mu chain (Alkaline Phosphatase) preadsorbed ab98366

### 製品の概要

製品名	Goat Anti-Rat IgM mu chain (Alkaline Phosphatase) preadsorbed	
由来種	Goat	
ターゲット生物種	Rat	
アプリケーション	適用あり: ICC, IHC-P, ELISA, WB	
吸着処理血清	Human, Mouse	<a href="#">more details</a>
標識	Alkaline Phosphatase	

### 製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C.
バッファー	pH: 6.8 Preservative: 0.09% Sodium azide Constituents: 0.2% BSA, 0.58% Sodium chloride, 0.0095% Magnesium chloride, 0.00136% Zinc chloride, 1.19% HEPES
精製度	Immunogen affinity purified
特記事項 (精製)	This antibody was isolated by affinity chromatography using antigen coupled to agarose beads and conjugated to Alkaline Phosphatase.
ポリ/モノ	ポリクローナル
アイソタイプ	IgG

### アプリケーション

**The Abpromise guarantee** **Abpromise保証は、次のテスト済みアプリケーションにおけるab98366の使用に適用されます**  
 アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

アプリケーション	Abreviews	特記事項
ICC		Use at an assay dependent dilution.

アプリケーション	Abreviews	特記事項
IHC-P		1/100 - 1/1000.
ELISA		1/1000 - 1/10000. (as Primary).
WB		1/1000 - 1/10000. (Chemiluminescent).

**Please note:** All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

### Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

---

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

### Terms and conditions

---

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors