

Rabbit Anti-Goat IgM H&L (HRP) ab112862

製品の概要

製品名	Rabbit Anti-Goat IgM H&L (HRP)
由来種	Rabbit
ターゲット生物種	Goat
特異性	By immunoelectrophoresis and ELISA this antibody reacts specifically with Goat IgM. This antibody may cross react with IgM from other species.
アプリケーション	適用あり: WB, ELISA, ICC/IF, IHC-P
標識	HRP

製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C.
バッファー	pH: 6.8 Constituents: 0.2% BSA, 0.05% CMIT/MIT based preservative
精製度	Immunogen affinity purified
特記事項 (精製)	Antiserum was solid phase adsorbed to ensure class specificity. The antibody was isolated by affinity chromatography using antigen coupled to agarose beads and conjugated to horseradish peroxidase (HRP).
特記事項 (標識)	Molar enzyme/antibody protein ratio is 4:1.
ポリ/モノ	ポリクローナル
アイソタイプ	IgG

アプリケーション

The Abpromise guarantee Abpromise保証は、 次のテスト済みアプリケーションにおけるab112862の使用に適用されます
アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

アプリケーション	Abreviews	特記事項
WB		1/1000 - 1/30000. Colorimetric: 1/1000 - 1/10000; Chemeiluminescent: 1/1000 - 1/30000.

アプリケーション	Abreviews	特記事項
ELISA		1/10000 - 1/100000. (Primary).
ICC/IF		1/200 - 1/500.
IHC-P		1/200 - 1/500.

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors