

Rabbit Anti-Horse IgA H&L (HRP) ab112871

1 References

製品の概要

製品名	Rabbit Anti-Horse IgA H&L (HRP)
由来種	Rabbit
ターゲット生物種	Horse
特異性	By immunoelectrophoresis and ELISA ab112871 reacts specifically with Horse IgA. May cross react with IgA from other species.
アプリケーション	適用あり: WB, ELISA, ICC/IF, IHC-P
標識	HRP

製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C.
バッファー	pH: 6.8 Constituents: 0.2% BSA, 0.05% CMIT/MIT based preservative
精製度	Immunogen affinity purified
特記事項(精製)	Antiserum was solid phase adsorbed to ensure subclass specificity. ab112871 was isolated by affinity chromatography using antigen coupled to agarose beads.
ポリ/モノ	ポリクローナル
アイソタイプ	IgG

アプリケーション

The Abpromise guarantee Abpromise保証は、次のテスト済みアプリケーションにおけるab112871の使用に適用されます
アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

アプリケーション	Abreviews	特記事項
WB		1/1000 - 1/30000. Colorimetric: 1/1000 - 1/10000; Chemiluminescent: 1/1000 - 1/30000
ELISA		1/10000 - 1/100000. (pimary)

アプリケーション	Abreviews	特記事項
ICC/IF		1/200 - 1/500.
IHC-P		1/200 - 1/500.

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors