

Rat monoclonal [SB77e] Anti-Mouse IgG1 H&L (FITC) preadsorbed ab133859

製品の概要

製品名	Rat monoclonal [SB77e] Anti-Mouse IgG1 H&L (FITC) preadsorbed	
由来種	Rat	
ターゲット生物種	Mouse	
アプリケーション	適用あり: ICC/IF, Flow Cyt, ELISA	
吸着処理血清	Goat, Human, Rabbit	<a href="#">more details</a>
免疫原	Full length native protein (purified) corresponding to Mouse IgG1.	
標識	FITC. Ex: 493nm, Em: 528nm	

製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C. Store In the Dark.
バッファー	pH: 7.4 Preservative: 0.1% Sodium azide Constituent: 99% PBS
精製度	Affinity purified
ポリ/モノ	モノクローナル
クローン名	SB77e
アイソタイプ	IgG2b

アプリケーション

The Abpromise guarantee      Abpromise保証は、 次のテスト済みアプリケーションにおけるab133859の使用に適用されます  
アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

アプリケーション	Abreviews	特記事項
ICC/IF		Use 1µg for 10 <sup>6</sup> cells.

アプリケーション	Abreviews	特記事項
Flow Cyt		Use at an assay dependent concentration.
ELISA		Use at an assay dependent concentration.

**Please note:** All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

### Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

---

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

### Terms and conditions

---

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors