

## Product datasheet

# Anti-ZNF232 antibody ab110814

### 画像数 1

#### 製品の概要

製品名	Anti-ZNF232 antibody
製品の詳細	Rabbit polyclonal to ZNF232
由来種	Rabbit
アプリケーション	適用あり: IHC-P
種交差性	交差種: Human
免疫原	Synthetic peptide derived from internal sequence of Human ZNF232.
ポジティブ・コントロール	Human breast carcinoma tissue

#### 製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at -20°C. Stable for 12 months at -20°C.
バッファー	pH: 7.40 Preservative: 0.02% Sodium azide Constituents: PBS, 0.88% Sodium chloride, 50% Glycerol
精製度	Immunogen affinity purified
ポリ/モノ	ポリクローナル
アイソタイプ	IgG

#### アプリケーション

Our [Abpromise guarantee](#) covers the use of **ab110814** in the following tested applications.

The application notes include recommended starting dilutions; optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

アプリケーション	Abreviews	特記事項
IHC-P		1/50 - 1/100. Perform heat mediated antigen retrieval with citrate buffer pH 6 before commencing with IHC staining protocol.

## ターゲット情報


---

機能	May be involved in transcriptional regulation.
組織特異性	Ubiquitous. Higher expression seen in the liver, testis and ovary.
配列類似性	Belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family. Contains 5 C2H2-type zinc fingers. Contains 1 SCAN box domain.
細胞内局在	Nucleus.

---

## 画像

---



ab110814, at 1/50 dilution, staining ZNF232 in paraffin-embedded Human breast carcinoma tissue by Immunohistochemistry, in the presence (right panel) or absence (left panel) of immunising peptide.

Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) - Anti-ZNF232 antibody (ab110814)

**Please note:** All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"

## Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

---

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

## Terms and conditions

---

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors