

Product datasheet

Anti-POTEA antibody ab111296

画像数 1

製品の概要

| | |
|--------------|--|
| 製品名 | Anti-POTEA antibody |
| 製品の詳細 | Rabbit polyclonal to POTEA |
| 由来種 | Rabbit |
| アプリケーション | 適用あり: IHC-P |
| 種交差性 | 交差種: Human |
| 免疫原 | Synthetic peptide derived from a region of Human POTEA at C-terminal |
| ポジティブ・コントロール | Human prostate carcinoma tissue |

製品の特性

| | |
|--------|--|
| 製品の状態 | Liquid |
| 保存方法 | Shipped at 4°C. Store at -20°C. Stable for 12 months at -20°C. |
| バッファー | pH: 7.40 Preservative: 0.02% Sodium azide Constituents: 49% PBS, 0.88% Sodium chloride, 50% Glycerol |
| 精製度 | Immunogen affinity purified |
| ポリ/モノ | ポリクローナル |
| アイソタイプ | IgG |

アプリケーション

Our [Abpromise guarantee](#) covers the use of **ab111296** in the following tested applications.

The application notes include recommended starting dilutions; optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.


| アプリケーション | Abreviews | 特記事項 |
|----------|-----------|--|
| IHC-P | | 1/50 - 1/100. Perform heat mediated antigen retrieval with citrate buffer pH 6 before commencing with IHC staining protocol. |

ターゲット情報

配列類似性

Belongs to the POTE family.
Contains 5 ANK repeats.

画像



Immunohistochemistry analysis of paraffin-embedded Human prostate carcinoma tissue, using ab111296 at a dilution of 1/50. Left panel shows staining without immunizing peptide right panel shows staining with immunizing peptide.

Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) - Anti-POTEA antibody (ab111296)

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors