

Transglutaminase 2 overexpression 293T lysate (whole cell) ab94220

画像数 2

医薬用外劇物

製品の概要

| | |
|----------|--|
| 製品名 | Transglutaminase 2 overexpression 293T lysate (whole cell) |
| 特記事項 | ab94220 is a 293T cell transfected lysate in which Human Transglutaminase 2 has been transiently over-expressed using a pCMV-Transglutaminase 2 plasmid. The lysate is provided in 1X Sample Buffer. |
| アプリケーション | 適用あり: WB |

製品の特性


| | |
|-----------------|---|
| Mycoplasma free | Yes |
| 製品の状態 | Liquid |
| 保存方法 | Shipped on dry ice. Upon delivery aliquot and store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. |
| バッファー | Constituents: 0.01% Bromophenol blue, 2.3% Beta mercaptoethanol, 2% Sodium lauryl sulfate, 0.788% Tris HCl, 10% Glycerol (glycerin, glycerine) |
| 背景 | Function: Catalyzes the cross-linking of proteins and the conjugation of polyamines to proteins. Similarity: Belongs to the transglutaminase superfamily. Transglutaminase family. |

アプリケーション

The Abpromise guarantee **Abpromise保証は、次のテスト済みアプリケーションにおけるab94220の使用に適用されます**
アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。


| アプリケーション | Abreviews | 特記事項 |
|----------|-----------|-------------------------------------|
| WB | | Use at an assay dependent dilution. |

画像



SDS-PAGE - Transglutaminase 2 overexpression
293T lysate (whole cell) (ab94220)

ab94220 at 15µg/lane on an SDS-PAGE gel.



Western blot - Transglutaminase 2 overexpression
293T lysate (whole cell) (ab94220)

All lanes : Anti-Transglutaminase 2 antibody (**ab89531**) at 1/500 dilution

Lane 1 : Transglutaminase 2 overexpression 293T lysate (whole cell) (ab94220)

Lane 2 : 293T non-transfected lysate

Lysates/proteins at 25 µg per lane.

Secondary

All lanes : Goat Anti-mouse IgG (H and L) HRP conjugated at 1/2500 dilution

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors