

# FITC Anti-CD32B + CD32A antibody [AT10] ab30356

4 References [画像数 2](#)

### 製品の概要

製品名	FITC Anti-CD32B + CD32A antibody [AT10]
製品の詳細	FITC Mouse monoclonal [AT10] to CD32B + CD32A
由来種	Mouse
標識	FITC. Ex: 493nm, Em: 528nm
アプリケーション	<b>適用あり:</b> Flow Cyt (Intra), ICC/IF
種交差性	<b>交差種:</b> Human
免疫原	Tissue, cells or virus. This information is proprietary to Abcam and/or its suppliers.
ポジティブ・コントロール	Flow Cyt (Intra): K562 cells. ICC/IF: K562 cells.
特記事項	<p>The Life Science industry has been in the grips of a reproducibility crisis for a number of years. Abcam is leading the way in addressing this with our range of recombinant monoclonal antibodies and knockout edited cell lines for gold-standard validation. Please check that this product meets your needs before purchasing.</p> <p>If you have any questions, special requirements or concerns, please send us an inquiry and/or contact our Support team ahead of purchase. Recommended alternatives for this product can be found below, along with publications, customer reviews and Q&amp;As</p>

### 製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C short term (1-2 weeks). Upon delivery aliquot. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle. Store In the Dark.
バッファー	<p>pH: 7.40</p> <p>Preservative: 0.02% Sodium azide</p> <p>Constituents: PBS, 1% BSA, 30% Glycerol (glycerin, glycerine)</p>
精製度	Protein G purified
ポリ/モノ	モノクローナル
クローン名	AT10
ミエローマ	NS1
アイソタイプ	IgG1
軽鎖の種類	kappa

## アプリケーション


**The Abpromise guarantee**      **Abpromise保証は、**次のテスト済みアプリケーションにおけるab30356の使用に適用されます  
アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご確認ください。

アプリケーション	Abreviews	特記事項
Flow Cyt (Intra)		1/500. <b>ab91356</b> - Mouse monoclonal IgG1, is suitable for use as an isotype control with this antibody.
ICC/IF		1/50. This product gave a positive signal in K562 cells fixed with 4% formaldehyde (10 min) and 80% methanol (5 min).

## ターゲット情報

**細胞内局在**      CD32B: Cell membrane. CD32A: Cell membrane.


## 画像



ab30356 staining CD32A + CD32B in K562 cells. The cells were fixed with 4% formaldehyde (10 min) and then incubated in 1% BSA/10% normal goat serum/0.3M glycine in 0.1% PBS-Tween for 1h to permeabilize the cells and block non-specific protein-protein interactions. The cells were then incubated overnight at +4°C with ab30356 at 1/50 dilution (shown in green) and **ab195889**, Mouse monoclonal to alpha Tubulin (Alexa Fluor® 594), at 1/250 dilution (shown in red). Nuclear DNA was labelled with DAPI (shown in blue).

Image was taken with a confocal microscope (Leica-Microsystems, TCS SP8).

This product also gave a positive signal under the same testing conditions in K562 cells fixed with 80% methanol (5 min).



Overlay histogram showing K562 cells stained with ab30356 (red line). The cells were fixed with 4% formaldehyde (10 min) and then permeabilized with 0.1% PBS-Triton X-100 for 15 min. The cells were then incubated in 1x PBS / 10% normal goat serum to block non-specific protein-protein interactions followed by the antibody (ab30356, 1/5000 dilution) for 30 min at 22°C.

Isotype control antibody (black line) was Mouse IgG1 (monoclonal) FITC (**ab18435**) used at the same concentration and conditions as the primary antibody. Unlabelled sample (blue line) was also used as a control.

Acquisition of >5,000 events were collected using a 50 mW Blue laser (488nm) and 530/30 bandpass filter.

**Please note:** All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

### Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

### Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors