

Human IgG1, kappa - Isotype Control Antibody ab288147

リコンビナント

製品の概要

製品名	Human IgG1, kappa - Isotype Control Antibody
特異性	An antibody of unknown specificity that maybe used as a negative control.
アプリケーション	適用あり: WB, Flow Cyt

製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C short term (1-2 weeks). Upon delivery aliquot. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.
バッファー	Preservative: 0.02% Proclin 300 Constituent: 99.98% PBS
精製度	Protein A purified
ポリ/モノ	モノクローナル
クローン名	MOPC-21
アイソタイプ	IgG1
軽鎖の種類	kappa

アプリケーション

The Abpromise guarantee Abpromise保証は、 次のテスト済みアプリケーションにおけるab288147の使用に適用されます
アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

アプリケーション	Abreviews	特記事項
WB		Use at an assay dependent concentration.
Flow Cyt		Use at an assay dependent concentration.

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours

- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors