

450 nm Stop Solution for TMB Substrate ab171529

17 References

医薬用外劇物

製品の概要

製品名	450 nm Stop Solution for TMB Substrate
アプリケーション	適用あり: ELISA
特記事項	<p>Abcam's 450 nm Stop Solution for TMB Substrate is a ready-to-use solution for colorimetric HRP-based ELISA detection. The acidic formulation is a proprietary solution used to stop TMB ELISA Substrate reactions (ab171522, ab171523, ab171524, ab171525, ab171526 and ab171527) and changes the chromogen from blue (620 nm) to yellow (450 nm) in color.</p> <p>Product Use:</p> <p>Equal volumes of TMB ELISA Substrate and 450 nm Stop Solution for TMB Substrate should be used.</p>

製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at Room Temperature. Store at Room Temperature.
バッファー	<p>pH: 1</p> <p>Constituent: 5% Methanesulphonic acid</p>

アプリケーション

The Abpromise guarantee Abpromise保証は、 次のテスト済みアプリケーションにおけるab171529の使用に適用されます
 アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

アプリケーション	Abreviews	特記事項
ELISA		Use at an assay dependent concentration. Equal volumes of TMB ELISA Substrate and 450 nm Stop Solution for TMB Substrate should be used.

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours

- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors