

# Tween 20 (Polyoxyethelenesorbitan Monolaurate) ab128987

## 1 References

### 製品の概要

製品名	Tween 20 (Polyoxyethelenesorbitan Monolaurate)
アプリケーション	適用あり: IHC-P
特記事項	Tween 20 detergent (surfactant) ab128987 formulated to be added to buffers and reagents for immunohistochemistry to decrease background staining and enhance reagent spreading during IHC in automated and manual procedures. <b>Procedure:</b> Suggested to use at concentrations between 0.05% and 0.1% in buffers and reagents. <b><u>IHC Protocol Summary</u></b>

### 製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Store at +4°C.
バッファー	Constituent: 100% Tween

### アプリケーション

The Abpromise guarantee **Abpromise保証は、次のテスト済みアプリケーションにおけるab128987の使用に適用されず**  
アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

アプリケーション	Abreviews	特記事項
IHC-P		Use at an assay dependent concentration.

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

### Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet

- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
  
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

### **Terms and conditions**

---

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors