

Donkey Anti-Mouse IgG H&L (12nm Gold) preadsorbed ab105277

4 References

製品の概要

製品名	Donkey Anti-Mouse IgG H&L (12nm Gold) preadsorbed
由来種	Donkey
ターゲット生物種	Mouse
特異性	Recognizes the heavy chains on mouse IgG and the light chains common to most murine immunoglobulins. Does not crossreact with non-immunoglobulin serum proteins. Donkey Anti-Mouse IgG H&L (12nm Gold) preadsorbed exhibits minimal cross reactivity to Bovine, chicken, goat, guinea pig, hamster, horse, human, rabbit and sheep serum proteins.
アプリケーション	適用あり: ELISA, WB, Electron Microscopy
吸着処理血清	Chicken, Cow, Goat, Guinea pig, Hamster, Horse, Human, Rabbit, Sheep more details
標識	Gold 12nm

製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C.
バッファー	pH: 8.50 Preservative: 0.05% Sodium azide Constituents: 1.5% BSA, 0.87% Sodium chloride, 0.164% Sodium phosphate, 0.381% Sodium borate
精製度	Immunogen affinity purified
特記事項 (精製)	Purified by affinity chromatography.
ポリモノ	ポリクローナル
アイソタイプ	IgG

アプリケーション

The Abpromise guarantee

Abpromise保証は、 次のテスト済みアプリケーションにおけるab105277の使用に適用されます

アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご確認ください。

アプリケーション	Abreviews	特記事項
ELISA		Use at an assay dependent concentration.
WB		1/20 - 1/40.
Electron Microscopy		1/20 - 1/40.

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors