

Goat F(ab')₂ Anti-Human IgG (Fab')₂ (HRP) ab98535

★★★★★ [1 Abreviews](#) [10 References](#)

製品の概要

製品名	Goat F(ab') ₂ Anti-Human IgG (Fab') ₂ (HRP)
由来種	Goat
ターゲット生物種	Human
アプリケーション	適用あり: ICC, IHC-P, ELISA, WB
標識	HRP

製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C.
バッファー	pH: 6.8 Constituents: 0.2% BSA, 0.05% CMIT/MIT based preservative
精製度	Immunogen affinity purified
特記事項 (精製)	This antibody was isolated by affinity chromatography using antigen coupled to agarose beads. F(ab') ₂ fragments were generated using a pepsin digestion. Fc fragments and whole IgG molecules have been removed. Fragments were conjugated to Horse Radish Peroxidase.
ポリモノ	ポリクローナル
アイソタイプ	IgG

アプリケーション

The Abpromise guarantee Abpromise保証は、次のテスト済みアプリケーションにおけるab98535の使用に適用されます
アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

アプリケーション	Abreviews	特記事項
ICC		Use at an assay dependent dilution.
IHC-P		1/200 - 1/2000.
ELISA		1/10000 - 1/100000. (Primary).

アプリケーション	Abreviews	特記事項
WB	★★★★★ (1)	1/2000 - 1/25000. (Colorimetric: 1/2000 - 1/20000, Chemiluminescent: 1/5000 - 1/25000).

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors