

# Goat Anti-Human IgM mu chain (DyLight® 594) preadsorbed ab98546

画像数 1

### 製品の概要

製品名	Goat Anti-Human IgM mu chain (DyLight® 594) preadsorbed
由来種	Goat
ターゲット生物種	Human
アプリケーション	適用あり: IHC-P, ICC/IF, Flow Cyt
吸着処理血清	Mouse, Rat
標識	DyLight® 594. Ex: 593nm, Em: 618nm

[more details](#)

### 製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C.
バッファー	pH: 6.8 Preservative: 0.09% Sodium azide Constituents: PBS, 0.2% BSA
精製度	Immunogen affinity purified
特記事項 (精製)	This antibody was isolated by affinity chromatography using antigen coupled to agarose beads and conjugated to DyLight® 594.
ポリモノ	ポリクローナル
アイソタイプ	IgG


### アプリケーション

**The Abpromise guarantee**      **Abpromise保証は、次のテスト済みアプリケーションにおけるab98546の使用に適用されます**  
アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

アプリケーション	Abreviews	特記事項
IHC-P		1/50 - 1/500.

アプリケーション	Abreviews	特記事項
ICC/IF		1/50 - 1/500.
Flow Cyt		1/50 - 1/200.

## 画像



Emission spectra of DyLight® fluorochromes available in our catalog.

Line colors represent the approximate visible colors of the wavelength maxima.

**Please note:** All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

## Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

## Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors