

### Goat Anti-Mouse IgG H&L (PE) preadsorbed ab99911

医薬用外毒物

#### 製品の概要

製品名	Goat Anti-Mouse IgG H&L (PE) preadsorbed	
由来種	Goat	
ターゲット生物種	Mouse	
アプリケーション	適用あり: Flow Cyt	
吸着処理血清	Cow, Horse, Human, Pig, Rabbit	<a href="#">more details</a>
標識	PE. Ex: 488nm, Em: 575nm	

#### 製品の特性

製品の状態	Lyophilized: Please reconstitute in 1mL of distilled water, vortex gently and wait for twenty minutes. The effective concentration after re suspension should be 0.1 mg/mL.
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C short term (1-2 weeks). Store at +4°C. Store In the Dark.
バッファー	pH: 7.40 Preservative: 0.05% Sodium azide Constituents: 0.1% BSA, 0.87% Sodium chloride, 1.64% Sodium phosphate, 6.84% Sucrose
精製度	Protein G purified
特記事項 (標識)	R-phycoerythrin Excitation max.:565>498 nm Emission max: 578 nm
ポリモノ	ポリクローナル
アイソタイプ	IgG

#### アプリケーション

The Abpromise guarantee Abpromise保証は、次のテスト済みアプリケーションにおけるab99911の使用に適用されます  
アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

アプリケーション	Abreviews	特記事項
Flow Cyt		Use a concentration of 3 µg/ml.

**Please note:** All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

### **Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support**

---

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
  
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

### **Terms and conditions**

---

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors