

Goat Anti-Mouse IgG1 heavy chain (Biotin) preadsorbed ab98691

9 References

製品の概要

| | |
|----------|---|
| 製品名 | Goat Anti-Mouse IgG1 heavy chain (Biotin) preadsorbed |
| 由来種 | Goat |
| ターゲット生物種 | Mouse |
| アプリケーション | 適用あり: IHC-P, ICC/IF, ELISA, WB |
| 吸着処理血清 | Human, Rat more details |
| 標識 | Biotin |

製品の特性

| | |
|-----------|--|
| 製品の状態 | Liquid |
| 保存方法 | Shipped at 4°C. Store at +4°C short term (1-2 weeks). Upon delivery aliquot. Store at -20°C or -80°C. Avoid freeze / thaw cycle. |
| バッファー | pH: 6.8 Preservative: 0.09% Sodium azide Constituents: PBS, 0.2% BSA |
| 精製度 | Immunogen affinity purified |
| 特記事項 (精製) | ab98691 was isolated by affinity chromatography using antigen coupled to agarose beads and conjugated to Biotin. |
| ポリ/モノ | ポリクローナル |
| アイソタイプ | IgG |

アプリケーション

The Abpromise guarantee **Abpromise保証は、次のテスト済みアプリケーションにおけるab98691の使用に適用されます**
アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

| アプリケーション | Abreviews | 特記事項 |
|----------|-----------|-----------------|
| IHC-P | | 1/250 - 1/2500. |

| アプリケーション | Abreviews | 特記事項 |
|----------|-----------|---|
| ICC/IF | | 1/100 - 1/500. |
| ELISA | | 1/1000 - 1/10000. as primary |
| WB | | 1/10000 - 1/200000. by chemiluminescent detection |

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors