



Product datasheet

Goat Anti-Rabbit IgG Fc (HRP) preadsorbed ab98467

4 References

製品の概要

製品名	Goat Anti-Rabbit IgG Fc (HRP) preadsorbed	
由来種	Goat	
ターゲット生物種	Rabbit	
アプリケーション	適用あり: ICC, WB, ELISA, IHC-P	
吸着処理血清	Human, Mouse, Rat	more details
標識	HRP	

製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C.
バッファー	pH: 6.8 Constituents: 0.2% BSA, 0.05% CMIT/MIT based preservative
精製度	Immunogen affinity purified
特記事項(精製)	This antibody was isolated by affinity chromatography using antigen coupled to agarose beads and conjugated to Horse Radish Peroxidase.
ポリ/モノ	ポリクローナル
アイソタイプ	IgG

アプリケーション

The Abpromise guarantee Abpromise保証は、次のテスト済みアプリケーションにおけるab98467の使用に適用されます
アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

アプリケーション	Abreviews	特記事項
ICC		1/200 - 1/2000.
WB		1/2000 - 1/20000.

アプリケーション	Abreviews	特記事項
ELISA		1/10000 - 1/100000.
IHC-P		1/200 - 1/2000.

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors