

Goat Anti-Syrian hamster IgG H&L (APC) preadsorbed ab130806

2 References

製品の概要

| | |
|----------|--|
| 製品名 | Goat Anti-Syrian hamster IgG H&L (APC) preadsorbed |
| 由来種 | Goat |
| ターゲット生物種 | Syrian hamster |
| 特異性 | ab130806 reacts with the heavy and light chains of Syrian Hamster IgG. May also react with the light chains of other Hamster immunoglobulins. Goat Anti-Syrian Hamster IgG H&L (Allophycocyanin) preadsorbed shows minimal cross reactivity with Mouse and Rat immunoglobulins |
| アプリケーション | 適用あり: WB, Dot blot, ICC/IF, Flow Cyt, ELISA |
| 吸着処理血清 | Mouse, Rat more details |
| 免疫原 | Full length protein corresponding to IgG. Golden Syrian Hamster IgG. |
| 標識 | APC. Ex: 645nm, Em: 660nm |

製品の特性

| | |
|----------|--|
| 製品の状態 | Liquid |
| 保存方法 | Shipped at 4°C. Store at +4°C. Store In the Dark. |
| バッファー | pH: 7.3 Preservative: 0.1% Sodium azide Constituents: PBS, Sucrose |
| 精製度 | Immunogen affinity purified |
| 特記事項(精製) | ab130806 was purified by affinity chromatography on Hamster IgG covalently linked to agarose. ab130806 has been cross absorbed with Mouse and Rat immunoglobulins. |
| ポリモノ | ポリクローナル |
| アイソタイプ | IgG |

アプリケーション

The Abpromise guarantee **Abpromise保証は、次のテスト済みアプリケーションにおけるab130806の使用に適用されます**
アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

| アプリケーション | Abreviews | 特記事項 |
|----------|-----------|--|
| WB | | Use at an assay dependent concentration. |
| Dot blot | | Use at an assay dependent concentration. |
| ICC/IF | | Use 0.1µg for 10 ⁶ cells. |
| Flow Cyt | | Use at an assay dependent concentration. |
| ELISA | | Use at an assay dependent concentration. |

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours

- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors