

# Rabbit Anti-Goat IgG H&L (Biotin) preadsorbed ab7131

## 1 References

### 製品の概要

製品名	Rabbit Anti-Goat IgG H&L (Biotin) preadsorbed
由来種	Rabbit
ターゲット生物種	Goat
アプリケーション	<b>適用あり:</b> ICC/IF, Dot blot, ELISA, IHC-P, Immunomicroscopy, WB, Flow Cyt, IHC-Fr
吸着処理血清	Human <a href="#">more details</a>
免疫原	Goat IgG whole molecule
標識	Biotin

### 製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C short term (1-2 weeks). Upon delivery aliquot. Store at -20°C or -80°C. Avoid freeze / thaw cycle.
バッファー	pH: 6.50 Preservative: 0.01% Sodium azide Constituents: 0.88% Sodium chloride, 1% BSA, 0.42% Tripotassium orthophosphate
精製度	Affinity purified
特記事項 (精製)	This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Goat IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities.
特記事項 (標識)	Biotinamidocaproate N-Hydroxysuccinimide Ester (BAC) Biotin/Protein Ratio: 10-20 BAC molecules per Rabbit IgG molecule
ポリ/モノ	ポリクローナル

### アプリケーション

The Abpromise guarantee Abpromise保証は、次のテスト済みアプリケーションにおけるab7131の使用に適用されます  
 アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

アプリケーション	Abreviews	特記事項
ICC/IF		1/1000 - 1/5000.
Dot blot		Use at an assay dependent concentration.
ELISA		Use at an assay dependent dilution.
IHC-P		Use at an assay dependent concentration.
Immunomicroscopy		Use at an assay dependent concentration.
WB		Use at an assay dependent dilution.
Flow Cyt		Use at an assay dependent dilution. PubMed: 20838433
IHC-Fr		Use at an assay dependent concentration.

**Please note:** All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

#### Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

#### Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors