

Anti-Rabbit IgG VHH Single Domain ab218695

リコンビナント

24 References

製品の概要

製品名	Anti-Rabbit IgG VHH Single Domain
ターゲット生物種	Rabbit
特異性	This antibody is a VHH Single Domain antibody that recognizes Rabbit IgG Fc region.
アプリケーション	適用あり: IHC-P, WB, ELISA
免疫原	The details of the immunogen for this antibody are not available.

製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C short term (1-2 weeks). Upon delivery aliquot. Store at -20°C long term. Avoid freeze / thaw cycle.
バッファー	Constituents: PBS, Sodium chloride
精製度	Purified via His tag
特記事項(精製)	This product is a recombinant protein produced in E. coli.
ポリ/モノ	モノクローナル
クローン名	GD001
特記事項	ab218695 Anti-Rabbit IgG VHH Single Domain Antibody contains a His-tag and can be detected using an anti-His-tag secondary antibody.

アプリケーション

The Abpromise guarantee **Abpromise保証は、** 次のテスト済みアプリケーションにおけるab218695の使用に適用されます
アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

アプリケーション	Abreviews	特記事項
IHC-P		Use at an assay dependent concentration.

アプリケーション	Abreviews	特記事項
WB		Use at an assay dependent concentration.
ELISA		Use at an assay dependent concentration.

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors