

Rabbit Anti-Sheep IgG H&L ab6704

1 References

製品の概要

製品名	Rabbit Anti-Sheep IgG H&L
由来種	Rabbit
ターゲット生物種	Sheep
アプリケーション	適用あり: ICC/IF, IHC-P, IHC-Fr, ELISA, WB
免疫原	Sheep IgG whole molecule

製品の特性

製品の状態	Liquid
保存方法	Shipped at 4°C. Store at +4°C short term (1-2 weeks). Upon delivery aliquot. Store at -20°C or -80°C. Avoid freeze / thaw cycle.
バッファー	Preservative: 0.01% Sodium azide Constituents: 0.42% Potassium phosphate, 0.87% Sodium chloride
精製度	Affinity purified
特記事項 (精製)	This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Sheep IgG coupled to agarose beads.
ポリ/モノ	ポリクローナル

アプリケーション

The Abpromise guarantee **Abpromise保証は、次のテスト済みアプリケーションにおけるab6704の使用に適用されます**
アプリケーションノートには、推奨の開始希釈率がありますが、適切な希釈率につきましてはご検討ください。

アプリケーション	Abreviews	特記事項
ICC/IF		1/1000 - 1/5000.
IHC-P		Use at an assay dependent concentration.
IHC-Fr		Use at an assay dependent concentration.

アプリケーション	Abreviews	特記事項
ELISA		1/400000 - 1/1.3e+006.
WB		1/2000 - 1/10000.

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES"

Our Abpromise to you: Quality guaranteed and expert technical support

- Replacement or refund for products not performing as stated on the datasheet
- Valid for 12 months from date of delivery
- Response to your inquiry within 24 hours
- We provide support in Chinese, English, French, German, Japanese and Spanish
- Extensive multi-media technical resources to help you
- We investigate all quality concerns to ensure our products perform to the highest standards

If the product does not perform as described on this datasheet, we will offer a refund or replacement. For full details of the Abpromise, please visit <https://www.abcam.co.jp/abpromise> or contact our technical team.

Terms and conditions

- Guarantee only valid for products bought direct from Abcam or one of our authorized distributors